

2026

PROMOCIÓN

ESSENCIALES OTOÑO

VITLAB

Nueva marca

Calidad alemana para los laboratorios más exigentes

Material plástico técnico para medición, manipulación y dosificación



Precisión en cada medición



Durabilidad y fiabilidad



Máxima resistencia química

AXL
AUXILAB

Autoclaves verticales

La confianza comienza con una **esterilización perfecta**

NUEVO



- Rendimiento profesional
- Máxima seguridad
- Manejo intuitivo

Descubre más



Promoção válida até 31/12/2026.
Preços sujeitos ao acréscimo da taxa de 23% de IVA, válidos salvo erro tipográfico.
Oferta limitada ao stock disponível.
No caso de rotura de stock, podemos apresentar alternativas equivalentes com preços especiais.

DISTRIBUIDO POR:

MARCALAB
LABORATORY SOLUTIONS

Polígono Industrial do Alto do Ameal, Arm. C12 e C13
2565-641 Ameal - Ramalhal | Portugal
+351 219 598 163 | +351 261 243 914
(Chamadas para o rede fixa nacional)
geral@marcalab.pt | www.marcalab.pt

MORTERO DE PORCELANA



1 | Con mano, no esmaltado.

Ref.	Cap.	Ø	Long. mano
BBC001	25 mL	60 mm	90 mm
BBC002	50 mL	80 mm	105 mm
BBC003	100 mL	100 mm	115 mm
BBC004	300 mL	120 mm	130 mm
BBC005	500 mL	150 mm	180 mm
BBC006	1000 mL	216 mm	215 mm
BBC007	2000 mL	254 mm	220 mm

DESECADORES TAPA BOTÓN



1 | Se suministra con disco de porcelana.

Ref.	Cap.	Ø Interior	Altura
BDD002	2 L	150 mm	220 mm
BDD003	4 L	200 mm	300 mm
BDD004	7 L	250 mm	360 mm
BDD005	14 L	300 mm	420 mm

PORTAOBJETOS



1 | Espesor: 1/1,2 mm.

2 | Dimensiones: 76x26 mm. Ángulo de 90°

Ref.	Bordes	Pack	Lote
BPB016*	Cortados	C/50	50
BPB017*	Esmerilados	C/50	50
BPB019**	Esmerilados	C/50	50

* estándar ** banda mate

FILM DE LABORATORIO



NUEVO

1 | Presenta una elongación superior al 500 % y propiedades autosellantes. Cada caja incluye un sistema de corte que facilita una dispensación precisa.

Ref.	Dimensiones	Lote
BYH012	10 cm x 38 m	12

GRADILLAS PP



LOTE 50 uds.

Ref.	Nº ori.	Diám.	Alineación	Color
BJB001	90	13 mm	6x15	White
BJB002	90	13 mm	6x15	Blue
BJB003	90	13 mm	6x15	Red
BJB004	90	13 mm	6x15	Yellow
BJB005	60	16 mm	5x12	White
BJB006	60	16 mm	5x12	Blue
BJB007	60	16 mm	5x12	Red
BJB008	60	16 mm	5x12	Yellow
BJB009	40	20 mm	4x10	White
BJB010	40	20 mm	4x10	Blue
BJB011	40	20 mm	4x10	Red
BJB012	40	20 mm	4x10	Yellow
BJB013	24	25 mm	3x8	White
BJB014	24	25 mm	3x8	Blue
BJB015	24	25 mm	3x8	Red
BJB016	24	25 mm	3x8	Yellow
BJB017	21	30 mm	3x7	White
BJB018	21	30 mm	3x7	Blue
BJB019	21	30 mm	3x7	Red

VASOS FORMA ALTA CON PICO



BORO
3.3

ISO
3819

Ref.	Cap.	d.	h.	Lote
CBB012	25 mL	30 mm	60 mm	12
CBB013	50 mL	38 mm	70 mm	12
CBB014	100 mL	48 mm	80 mm	12
CBB015	150 mL	54 mm	95 mm	12
CBB016	250 mL	60 mm	120 mm	8
CBB017	400 mL	70 mm	130 mm	8
CBB018	600 mL	80 mm	150 mm	8
CBB019	1000 mL	95 mm	180 mm	6
CBB020	2000 mL	127 mm	240 mm	1

VASO USO INTESIVO



BORO
3.3

1 | Bordos reforzados y doble graduación inversa en color blanco.

Ref.	Cap.	d.	h.	Lote
CBC009	150 mL	55 mm	90 mm	12
CBC010	250 mL	68 mm	90 mm	12
CBC011	400 mL	79 mm	110 mm	12
CBC012	600 mL	89 mm	123 mm	6
CBC013	1000 mL	105 mm	152 mm	6
CBC014	2000 mL	130 mm	196 mm	4

VASOS FORMA BAJA CON PICO



ISO
3819

BORO
3.3

Referencia	Capacidad	d.	h.	Lote
CBC031	100 mL	50 mm	70 mm	10
CBC033	250 mL	70 mm	95 mm	10
CBC034	400 mL	80 mm	110 mm	10
CBC035	600 mL	90 mm	125 mm	10
CBC037	1000 mL	105 mm	145 mm	10
CBC038	2000 mL	130 mm	185 mm	4

VASOS ACERO INOXIDABLE, CON PICO



Referencia	Capacidad	Dim. (hxØ)
CBJ006	250 mL	85x70 mm
CBJ007	500 mL	132x85 mm
CBJ008	100 mL	148x102 mm
CBJ009	2000 mL	180x132 mm
CBJ010	3000 mL	180x160 mm
CBJ012	4000 mL	200x190 mm
CBJ011	5000 mL	210x180 mm

JARRAS GRADUADAS, PP



APTO

NUEVO

- 1 | Alta transparencia, Con escala en relieve azul.
- 2 | Asa robusta de fácil manejo.
- 3 | Para proteger la impresión, se recomienda una limpieza de máx. 60 °C.

Referencia	Capacidad	d.	h.	Lote
CCD501	50 mL	40 mm	70 mm	24
CCD502	100 mL	50 mm	80 mm	24
CCD503	250 mL	74 mm	120 mm	12
CCD504	500 mL	92 mm	140 mm	12
CCD505	1000 mL	117 mm	181 mm	6
CCD506	2000 mL	152 mm	213 mm	6
CCD507	3000 mL	172 mm	242 mm	6
CCD508	5000 mL	204 mm	270 mm	6

MATRAZ ERLLENMEYER CUELLO ESTRECHO



ISO
1773

BORO
3.3

Ref	Cap.	Ø base	Lote
CDB013	50 mL	55 mm	12
CDB014	100 mL	65 mm	12
CDB015	250 mL	85 mm	12
CDB016	500 mL	105 mm	8
CDB017	1000 mL	130 mm	6
CDB018	2000 mL	170 mm	2
CDB019	3000 mL	190 mm	2
CDB082	5000 mL	220 mm	1

MATRAZ FONDO PLANO



BORO
3.3

Ref	Cap.	Ø base	Lote
CDG001	50 mL	50 mm	12
CDG002	100 mL	65 mm	8
CDG003	250 mL	85 mm	12
CDG004	500 mL	105 mm	8
CDG005	1000 mL	135 mm	6
CDG006	2000 mL	160 mm	1
CDG007	3000 mL	188 mm	1

FRASCOS ISO, GL45



BORO
3.3

ISO
4796-1

Ref	Vidrio	Cap.	Lote
CFB014	Incoloro	100 mL	10
CFB015	Incoloro	250 mL	10
CFB016	Incoloro	500 mL	10
CFB017	Incoloro	1000 mL	10
CFB018	Incoloro	2000 mL	10
CFD001	Ámbar	100 mL	10
CFD002	Ámbar	250 mL	10
CFD003	Ámbar	500 mL	10
CFD004	Ámbar	1000 mL	10

TAPÓN CUENTAGOTAS, DIN18



Referencia	Descripción	Color	Lote
CGL003	Para frascos 5 mL		100
CGL024	Para frascos 5 mL		100
CGL004	Para frascos 10 mL		100
CGL025	Para frascos 10 mL		100
CGL005	Para frascos 15 mL		100
CGL026	Para frascos 15 mL		100
CGL006	Para frascos 30 mL		100
CGL027	Para frascos 30 mL		100
CGL007	Para frascos 50 mL		100
CGL028	Para frascos 50 mL		100
CGL008	Para frascos 100 mL		100
CGL029	Para frascos 100 mL		100

FRASCOS DIN 18



Referencia	Cap.	Altura	Ø base	Lote
Incoloro				
CGG014	5 mL	50 mm	22 mm	255
CGG015	10 mL	58 mm	25 mm	192
CGG016	15 mL	65 mm	28 mm	156
CGG017	30 mL	79 mm	33 mm	110
CGG018	50 mL	92 mm	37 mm	117
CGG019	100 mL	112 mm	44 mm	70
Ámbar				
CGG020	5 mL	50 mm	22 mm	255
CGG021	10 mL	58 mm	25 mm	192
CGG022	15 mL	65 mm	28 mm	156
CGG023	30 mL	79 mm	33 mm	110
CGG024	50 mL	92 mm	37 mm	88

FRASCO LAVADOR, PE

ENDO
plasticware



Referencia	Capacidad	Ø base	Altura
CKD016	250 mL	60 mm	100 mm
CKD017	500 mL	70 mm	210 mm
CKD018	1000 mL	90 mm	245 mm

FRASCOS PULVERIZADORES, PP


VITLAB



Referencia	Capacidad	Color	Lote
CKG502	850 mL	Blanco	5
CKG503	1000 mL	Transparente	5

PROBETAS FORMA ALTA, CLASE A

SIMAX
CZECH REPUBLIC



Ref.	Cap.	h.	Lote
DBB027	5 mL	115 mm	10
DBB028	10 mL	135 mm	10
DBB029	25 mL	160 mm	10
DBB030	50 mL	195 mm	10
DBB031	100 mL	240 mm	1
DBB032	250 mL	320 mm	1
DBB033	500 mL	380 mm	1
DBB034	1000 mL	465 mm	1

PROBETAS FORMA ALTA, CLASE B

ENDO
glassware



Referencia	Cap.	h.
DBG001	5 mL	112 mm
DBG002	10 mL	135 mm
DBG003	25 mL	160 mm
DBG004	50 mL	195 mm
DBG005	100 mL	240 mm
DBG006	250 mL	320 mm
DBG007	500 mL	380 mm
DBG008	1000 mL	420 mm
DBG009	2000 mL	520 mm

PROBETAS CLASE B, PP

VITLAB



NUEVO

- 1 | Con escala azul bien legible, en relieve, y aforos en los puntos principales..
- 2 | Para porteger la impresión, se recomienda una limpieza de hasta 60 °C máx.

Referencia	Cap.	h.	Lote
DBJ507	10 mL	145 mm	12
DBJ508	25 mL	170 mm	12
DBJ509	50 mL	200 mm	12
DBJ510	100 mL	250 mm	12
DBJ511	250 mL	315 mm	6
DBJ512	500 mL	360 mm	6
DBJ513	1000 mL	440 mm	6
DBJ514	2000 mL	482 mm	3


PIPETA GRADUADA, CLASE B



1 | Calibrada a 20 °C, con código de color. Sin bulbo, 0 abajo.

Referencia	Capacidad	Graduación	Lote
DGJ005	1 mL	0.001 mL	10
DGJ006	2 mL	0.002 mL	10
DGJ007	5 mL	0.01 mL	10
DGJ008	10 mL	0.1 mL	10
DGJ009	20 mL	0.16 mL	10
DGJ010	25 mL	0.16 mL	10

MATRAZ AFORADO, CLASE A



1 | Con franja Schellbach y boca tipo embudo.
2 | Graduación azul.

Referencia	Capacidad	Graduación
DNB004	10 mL	0,05 mL
DNB005	25 mL	0,1 mL
DNB006	50 mL	0,1 mL

BURETA TIPO MOHR, CLASE B



1 | Llave recta y graduación azul.

Referencia	Capacidad	Graduación
DNB007	10 mL	0.1 mL
DNB008	25 mL	0.1 mL
DNB009	50 mL	0.1 mL

MATRAZ AFORADO, CLASE A



1 | Certificado de lote y calibración. Vidrio ámbar con graduación blanca

Ref.	Cap.	Tolerancia	Esm.	Lote
DDB011	5 mL	±0.025 mL	10/19	20
DDB012	10 mL	±0.025 mL	10/19	10
DDB013	25 mL	±0.040 mL	10/19	2
DDB014	50 mL	±0.060 mL	12/21	2
DDB015	100 mL	±0.100 mL	12/21	2

MATRAZ AFORADO, CLASE A



Referencia	Capacidad	Tolerancia	Esmerilado
DDB025	5 mL	±0.040 mL	10/19
DDB026	10 mL	±0.040 mL	10/19
DDB027	20 mL	±0.040 mL	10/19
DDB028	25 mL	±0.040 mL	10/19
DDB029	50 mL	±0.060 mL	12/21
DDB030	100 mL	±0.100 mL	14/23
DDB031	200 mL	±0.150 mL	14/23
DDB032	250 mL	±0.150 mL	14/23
DDB033	500 mL	±0.250 mL	19/26
DDB034	1000 mL	±0.400 mL	24/29
DDB035	2000 mL	±0.600 mL	29/32

CONOS IMHOFF Y SOPORTE



Kartell
Nahita

Cono Imhoff para sedimentación, SAN

Ref.	Cap.	Lote
DQD001	1000 mL	4

Soporte para 2 conos Imhoff, PMMA

Referencia	Dimensiones
DQF002	150x300x294 mm

PALA RECOGEDORA, PP



VITLAB



NUEVO

1 | Color blanco.

Referencia	Capacidad	Longitud	Lote
FKW501	2 mL	60 mm	12
FKW502	5 mL	82 mm	12
FKW503	25 mL	135 mm	12
FKW504	50 mL	160 mm	12
FKW505	100 mL	200 mm	12
FKW506	250 mL	260 mm	6
FKW507	500 mL	315 mm	6
FKW508	1000 mL	385 mm	6

ELEVADORES

Nahita

ENDO
metalware



Ref.	Dimensiones	Carga máx.	Altura
Elevador aluminio			
FCD001	100x100 mm	14 kg	40-140 mm
FCD002	150x150 mm	27 kg	50-270 mm
FCD003	200x200 mm	38 kg	50-320 mm
Elevador acero inoxidable			
FCD004	100x100 mm	45 Kg	55-140 mm
FCD005	150x150 mm	60 Kg	65-250 mm
FCD006	200x200 mm	60 Kg	65-250 mm
FCD007	250x250 mm	75 kg	70-385 mm
FCD008	300x300 mm	75 kg	70-385 mm

CENTRÍFUGA FUGEVEET+



nahita
blue

Referencia	GDC005
Capacidad	12 tubos microhematocrito 8 microtubos: 8x1.5/2 mL, 8x0.5 mL*, 8x0.2 mL* Angular 6x1,5/2 mL + 6x0,5 mL + 2 tiras PCR 8x0,2 mL 4 criotubos: 4x5 mL, 4x1.8 mL* De tiras (4 tiras de 8x0.2 mL)
Velocidad (RPM)	4000/7000/12000
FCR máx. (xg)	990/ 2910/ 5610

* utilizando los adaptadores incluidos

CENTRÍFUGA MEDIBAS+ MODELO 2741

ESCANEA



FOLLETO
GAMA COMPLETA
DE CENTRÍFUGAS

nahita
blue

CABEZAL Y PORTATUBOS (INCLUIDOS)



Ref. GLK014



Ref. GNP003



Ref. GNP005



Ref. GLK002



Referencia	GLC001
Capacidad máx.	400 mL
Velocidad (rpm)	100-6000
FCR máx (g)	5150 xg (incrementos de 10 xg)
Rampas aceleración / frenado	1-9 / 0-9

CENTRÍFUGA ALTA VELOCIDAD 2811

nahita
blue




YouTube



Referencia	GLC003
Capacidad máx.	400 mL
Velocidad (rpm)	200-18000
FCR máx (g)	24100 xg (incrementos de 10 xg)
Rampas aceleración / frenado	1-9 / 0-9

CENTRÍFUGA ALTA VELOCIDAD 2821R

nahita
blue



ESCANÉA



FOLLETO
GAMA COMPLETA
DE CENTRÍFUGAS

Referencia	GLF002
Rango velocidad (RPM)	100-16000 (incremento de 10 rpm)
FCR máx. (xg)	24100 (incremento de 10 xg)
Rango temperatura	-20 °C / +40 °C
Rampas de aceleración / frenado	1-9 / 0-9
Capacidad máxima	50 mL

CENTRÍFUGA REFRIGERADA ALTA CAPACIDAD Y BAJA VELOCIDAD HICAP+

nahita
blue



CABEZAL INCLUIDOS



Ref. GNP019
Incluido con la
referencia GNF003

CABEZAL INCLUIDOS



Ref. GNP025
Incluido con la
referencia GNF005

ESCANÉA



FOLLETO
GAMA COMPLETA
DE CENTRÍFUGAS

Referencia	GNF003	GNF005
Capacidad máxima	1000 mL (GNP019)	2000 mL (GNP025)
Rango velocidad (RPM)	200-6000 (incremento de 10 rpm)	
FCR máx. (xg)	5150 (incremento de 10 xg)	
Rango de temperatura	-20/40 °C	
Rampas aceleración / frenado	1-9 / 0-9	

MICROSCOPIO EDUCACIÓN SERIE 300

Zuzi



YouTube



Óptica
de calidad



Iluminación
LED



Versatilidad en
los cabezales

Referencia	HBB014	HBB017
Cabezal	Monocular	Triocular
Ocular	WF10X / DIN 18mm	
Revólver	Cuádruple	
Objetivos	Acromáticos 4X, 10X, 40Xs, 100Xs	
Iluminación	LED 1W	

MICROSCOPIO EDUCACIÓN SERIE 400

Zuzi



YouTube



3+1

LLÉVATE 3 Y
TE REGALAMOS
1 MÁS

Referencia	HBB022
Cabezal	Binocular
Ocular	WF10X / DIN 18mm
Revólver	Cuádruple
Objetivos	Acromáticos semiplanos 4X, 10X, 40Xs, 100Xs
Iluminación	LED 1W

MICROSCOPIO, SERIE P

ZuZi



Referencia	HBC023	HBC024
Cabezal	Binocular	Triocular
Ocular	WF10X / DIN 18mm	
Revólver	Cuádruple	
Objetivos	Acromáticos 4X, 10X, 40Xs, 100 Xs	
Iluminación	LED 1W	

MICROSCOPIO, SERIE 400

ZuZi



YouTube



Referencia	HBD006
Cabezal	Pantalla CMOS en color 7"; giratorio 360°
Ocular	WF10X (20 mm)
Revolver	Cuádruple
Objetivos	Acromáticos semiplanos: 4X, 10X, 40X(R)
Fuente de luz	LED 1W

ESTEREOMICROSCOPIO, 218/2


ZuZi



Referencia	HDB002
Cabezal	Binocular, inclinado 45°
Oculares	WF10x/20mm (ø 30.5 mm)
D. Interpupilar	55-75mm
C. Dióptrica	± 5 mm dioptrías
Objetivos	2x/4x
Iluminación	Incidente y transmitida

ESTEREOMICROSCOPIO, SERIE Z

ZuZi



YouTube



Referencia	HDD011	HDD012
Cabezal	Binocular 45°; 360°	Triocular 45°; 360°
Oculares	WF10x/20 mm (ø 30 mm)	
Corrección dióptrica	± 5 dps en los 2 oculares	
Objetivo	1x	
Zoom	0.7x-4.5x	
Iluminación	Incidente y transmitida. LED 3W	

CAMARA USB2.0 PARA MICROSCOPIO

ZuZi

NUEVO



- Se suministran con cable USB 2.0 de alta velocidad y software completo para captura, procesamiento y análisis de imágenes.
- Incorpora procesador ISP de alta precisión

Referencia	HGB002	HGB004	HGB005
Sensor y tamaño (mm)	2.1 MP / IMX307(C) 1/2.8" (5.73x4.3)	1/2.5"CMOS 2.2x2.2	8.3 MP / IMX274(C) 1/2.5" (6.22x3.50)
FPS/Resolución máx.	38 / 1920x1080	2592x1944, 5 Mpixel	30 / 3840x2160
Exposición (ms)	0.1-2000	0.294~2000	0.1-2000
Salida	Rosca tipo C		



Nota: Para microscopios con tubo ocular de 23 mm de diámetro, es necesario utilizar el adaptador 0.5X con rosca C-23 mm (Ref.: HGG001).

ESPECTROFOTOMETRO, 4100

Zuzi



REF- HJB002

Referencia	HJB001	HJB002
Sistema óptico	Haz único, rejilla de 1200 líneas/mm	
Rango de longitud de onda	330-1000 nm	
Ancho de banda	6 nm	
Fuente de luz	Tungsteno	
Detector	Fotodiodo de silicio	
Rango fotométrico	0-1,999 A / 0-100% T	
Salida	-	USB

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS 4320/3

Zuzi



Referencia	HJD010	HJD011
Ancho de banda	4 nm	2 nm
Sistema óptico	Haz único, rejilla 1200 líneas/mm	
Rango de long. de onda	190-1100 nm	
Resolución de longitud de onda	0,1 nm	
Fuente de luz	Tungsteno, Deuterio	
Detector	Fotodiodo de silicio	
Rango fotométrico	-0,3-3 A, 0-200 %T, 0-9999.9 C	

ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS 4201/30

Zuzi



YouTube



Referencia	HJD017
Sistema óptico	Haz único, rejilla de 1200 líneas / mm
Rango de longitud de onda	200-1050 nm
Ancho de banda	4 nm
Fuente de luz	Tungsteno y deuterio
Detector	Fotodiodo de silicio
Rango fotométrico	-0,3/3 A ; 0-200% T ; 0-9999.9 C

POLARÍMETRO MANUAL

Zuzi



REF- HMB001



REF- HMB002

Referencia	HMB001	HMB002
Iluminación	Lámpara de vapor de sodio	LED + filtro
Longitud de onda	589,4 nm	589,4 nm
Número de escalas	2	
Rango de medición	$\pm 180^\circ$	
División de escala	1°	

REFRACTÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO 350

Zuzi



Referencia	HPB003
Rango de medición (nD)	1.30000 – 1.70000
Resolución (nD)	0.00001
Rango de medición (BRIX)	0-95%
Resolución (Brix)	0.01%
Alimentación	220VAC / 50Hz
Consumo (W)	50
Dimensiones (mm)	350x245x165
Peso (kg)	4.20

CARACTERÍSTICAS - serie 5161



Referencia	KBB025	KBB004	KBB005	KBB006	KBB007	KBB024
Capacidad máx. (g)	500	1000	2000	3000	5000	6000
Legibilidad (g)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Precisión (g)	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Tamaño plato (mm)	143x192					
Uds. pesada	g, kg, ct, T, TAR, dr, PKT, GN, TMR, gsm, tIJ, mo dwt, oz, lb, tIT, ozt, tIH, %					
Pesa calibración (kg)	0.5 (Incluida)	0.5 (Incluida)	1 (No incluida)	2 (No incluida)	2 (No incluida)	2 (No incluida)

BALANZA DE PRECISION, SERIE 5210



NUEVO



YouTube



1 | Con gestión de usuarios GLP/GLM

Referencia	KBC020	KBC021
Capacidad máx (g)	1000	2000
Legibilidad (g)	0.01	
Uds pesada	g, oz, mg, ct	
Salidas	USB/RS232	

BALANZA DE PRECISION, SERIE 5220



NUEVO



YouTube



1 | Con gestión de usuarios GLP/GLM

Ref.	KBD030	KBD031	KBD033	KBD036
Calibración	Interna	Externa	Interna	Externa
Capacidad máx (g)	220	320	620	1000
Legibilidad (g)	0.001			
Uds pesada	g, oz, mg, ct			
Salidas	USB/RS232			

BALANZA ANALÍTICA, 5149



NUEVO



1 | Legibilidad: 0,0001 g

Ref. (calib. ext.)	KBF016	KBF018	KBF020
Ref. (calib.int.)	KBF017	KBF019	KBF021
Cap. (g)	120	220	320
Unidades	g/ct/oz/mg		

MEDIDOR DE PH, PH700



Referencia	KDD008
Parámetros	pH/mV/°C
pH	
Rango	0 – 14 pH
Precisión	± 0,01 pH
Calibración	1 a 3 puntos*
mV	
Rango	± 1999 mV
Precisión	± 0,1 %FS

*automáticos

MEDIDOR DE PH, PH9500



APER
INSTRUMENTS

Referencia	KDD014
Parámetros	pH/mV
Electrodo	LabSen 211 pH - MP500 Temp
pH	
Rango	-2.00 a 20.00 pH
mV	
Rango	±2000.0 mV

CONDUCTIMETRO EC700



APER
INSTRUMENTS

Referencia	KGD005
Parámetros	Cond./°C
Conductividad	
Rango	0 – 19.99 µS/cm; 20.0 – 199.9 µS/cm 200-1999 µS/cm; 2 – 19.99 mS/cm 20 - 200.0 mS/cm
Temperatura	0 – 100°C

VISCOSIMETRO DIGITAL



Nahita

YouTube



Referencia	KNB005	KNB009
Modelo	810/1	810/2
Rango de medida	10 – 100000	1 – 2 x10 ⁶
(mPa·s (cP))		
Velocidad (rpm)	6; 12; 30; 60 6; 12; 30; 60	0,3; 0,6; 1,5; 3; 6; 12; 30; 60
Resolución	1 mPa·s	
Precisión	± 1%	
Husillos	1, 2, 3, 4	0,1, 2, 3, 4
Repetibilidad	0.5 %	

MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO PORTÁTIL D08500



APER
INSTRUMENTS

Referencia	KZB004
Oxígeno disuelto	
Rango	0-200 %; 0 – 20.0 mg/L
Precisión	< 30 s (25°C, 90% respuesta)
Temperatura	
Rango	Desde 0 a 50 °C

TURBIDÍMETRO PORTÁTIL



APER
INSTRUMENTS

Referencia	KZF006	KZF005	KZF004
Modelo	TN420	TN480	TN500
Método de medición	Dispersión de la luz a 90°		
Estándar	U.S EPA180.1	ISO 7027	U.S EPA180.1
Lámpara	Tungsteno	LED	Tungsteno
Detector	Fotodiodo de silicio		
Rango de medición	0-1000 NTU		
Puntos de calibración	0 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 400 NTU, 800 NTU		
Almacenamiento	No	200 grupos	200 grupos
Batería	Recargable de Litio 3,7V		
Volumen de viales	16 mL		

AGITADOR MAGNETICO ANALOGICO, 593

nahita
blue



ELEMENTOS INCLUIDOS

Cable alimentación
1x imán teflonado (25x8 mm)
1x Kit soporte varilla para sonda externa
(Longitud aprox. varilla 280 mm)

Referencia	LBB008
Tamaño del plato	Ø140 mm
Material del plato	Cerámico
Rango velocidad	0-1500 rpm
Rango temperatura	RT-300 °C

AGITADOR MAGNETICO CON CALEFACCION, 660

nahita
blue



NUEVO



YouTube

Referencia	LBD020	LBD021
Modelo	660/4	660/6
Posiciones	4	6
Capacidad de agitación máx	4x500 mL	6x500 mL
Temperatura de la placa	RT-120 °C	
Velocidad	50-1200 rpm	
Tiempo	1min-19h59min	

AGITADOR MAGNETICO DIGITAL 59/1

nahita
blue



ELEMENTOS INCLUIDOS

Cable alimentación
1x imán teflonado (25x8 mm)
1x Kit soporte varilla para sonda externa
(Longitud aprox. varilla 280 mm)
Sonda externa PT100

Referencia	LBD030
Tamaño del plato	Ø140 mm
Material del plato	Cerámico
Rango velocidad	0-1500 rpm
Rango temperatura	RT-300 °C

AGITADOR VORTEX MODELO 740

nahita
blue



NUEVO



YouTube

Referencia	LGB009
Material base	Aleación de zinc
Diámetro orbital	4,5 mm
Volumen máx. agitación	50 mL
Velocidad	3000 rpm
Nivel de protección	IP42

AGITADOR ROTATIVO PARA TUBOS

nahita
blue



YouTube

NUEVO



Referencia	LJG005	LJG007
Modelo	800/1	800/2
Tipo	Disco	Asador
Agitación	Agitación rotatoria	
Velocidad	20-80 rpm	
Ángulo	40°-80°	-
Capacidad (mL)	8x50 - 16x15 - 24x1.5/2	4x50 - 10x15 - 8x1.5/2


ELEMENTOS INCLUIDOS

Soporte y varilla de agitación
de acero inoxidable

Referencia	LLB007
Cap. máx. de agitación	40 L
Rango de velocidad	100-2500 rpm
Tipo de funcionamiento	Continuo o programado
Viscosidad máxima	15000 mPas
Dimensiones soporte	200 x 300 mm

**DISPENSADOR DE BOTELLA,
ACCUDOSE BASIC**

NUEVO

DIGIPETTE

Ref.	Volumen (mL)	Incrementos (mL)
MDD068	0.25-2.5	0.05
MDD069	0.5-5	0.1
MDD070	1-10	0.2
MDD071	2.5-30	0.5
MDD072	5-60	1.0
MDD073	10-100	2.0

**DISPENSADOR DE BOTELLA,
ACCUDOSE PRIME**

NUEVO


DIGIPETTE

1 | Con válvula de recirculación

Ref.	Volumen (mL)	Incrementos (mL)
MDD074	0.25-2.5	0.05
MDD075	0.5-5	0.1
MDD076	1-10	0.2
MDD077	2.5-30	0.5
MDD078	5-60	1.0
MDD079	10-100	2.0

BURETA CONTINUOUS E/RS


VITLAB

Ref.	Tipo	Vol.	E± %	CV±%
MDG501	E	25 mL	0.2 (25 mL)	0.1 (250 mL)
MDG502	RS	50 mL	0.2 (50 mL)	0.1 (50 mL)

MICROPIPETA ACURA MANUAL 825

SOCOREX
SWISS

Ref.	Vol µl	División µl
MGB034	0.1-2	0.002
MGB035	0.5-10	0.01
MGB036	1-10	0.01
MGB037	2-20	0.02
MGB038	5-50	0.1
MGB039	10-100	0.1
MGB040	20-200	0.2
MGB033	100-1000	1

MICROPIPETA MONOCANAL ULTRALITE VR

DIGIPETTE



YouTube



Ref.	Vol. μ L	Increm. μ L
MGB101	0.2-2	0.004
MGB102	0.5-10	0.01
MGB103	2-20	0.02
MGB104	5-50	0.04
MGB105	10-100	0.1
MGB106	20-200	0.2
MGB107	100-1000	1.0
MGB108	0.5-5 mL	4.0
MGB109	1-10 mL	10.0

BOMBA PERISTALTICA SERIE CT

Nahita



YouTube



Referencia	MPD003
Velocidad máxima	600 rpm
Resolución de velocidad	0,1 rpm
Flujo máximo	2280 ml/min
Ángulo de aspiración	10°-720°
Velocidad de aspiración	10-300 rpm
Clase de protección	IP31

MATRAZ FONDO REDONDO ESMERILADO

GLASSCO



BORO
3.3

ISO
4797

USP
TYPE III

Ref.	Cap.	Esm.	Lote
PBL001	10 mL	14/23	10
PBL002	25 mL	14/23	10
PBL004	50 mL	14/23	10
PBL005	50 mL	19/26	10
PBL007	50 mL	29/32	10
PBL008	100 mL	14/23	10
PBL009	100 mL	19/26	10
PBL011	100 mL	29/32	10
PBL014	250 mL	24/29	10
PBL015	250 mL	29/32	10
PBL018	500 mL	29/32	10
PBL020	1000 mL	29/32	10

FILTRO ESTANDAR PLANO

FILTRES



YouTube



Ref.	Ø mm
PSB001	55
PSB002	70
PSB003	90
PSB004	100
PSB005	130
PSB006	150
PSB008	190
PSB009	250
PSB010	330
PSB011	400

LAVAJOS PVC

Nahita



Referencia	Material
RDB006	Cubeta de plástico anticorrosivo

Envase
C/100 uds.

AUTOCLAVES



NUEVO



- 1 | Pantalla táctil LCD color
- 2 | Trazabilidad completa con memoria y exportación de datos por USB.
- 3 | Sensor digital de presión, permite la visualización de presión en pantalla.

Code	Mod.	Cap.	Dim. (LxWxH)
ZCK009	TS60	60 L	582x735x1060 mm
ZCK010	TS85	85 L	582x735x1060 mm
ZCK011	TS110	110 L	582x735x1260 mm


CINTA INDICADORA ESTERILIZACION



- 1 | Color cambia de blanco a marrón
- 2 | Sin plomo con una correcta conservación

Ref.	Long. x Ancho	Lote
ZCM008	50 m x19 mm	8
ZCM025	50 m x25 mm	12
ZCM026	50 m x19 mm	12

TERMOCICLADOR GET-S



Referencia	ZFD019
Capacidad	96x0,2 mL
Rango de temperatura	0-105 °C
Temperatura de la tapa caliente	30-110 °C
Uniformidad de temperatura	±0,2 °C
Rango de gradiente	30-105 °C
Pantalla táctil	8 pulgadas, TFT
Comunicación	USB2.0, LAN, WiFi

MICROTOMO DE ROTACIÓN AUTOMÁTICO



Referencia	ZFP015
Modos para la sección	Manual y automático
Espesor de corte	0.5-100 µm
Espesor debastado	5-600 µm
Área máxima de corte	50x45 mm
Ángulo orientación de la cuchilla	0-14°
Orientación de la muestra	8° (ejes X-Y); giratoria 360°

SELLADORA PARA ESTERILIZACIÓN Y400



NUEVO



Referencia	ZZC006
Longitud máxima de sellado	250 mm
Ancho de sellado	10 mm
Ajustes	Termostato regulable de T°